

Conseils et Astuces

Pour aborder sereinement le changement de votre appareillage de stomie.



Nettoyez soigneusement la stomie et la peau qui l'entoure à l'eau tiède. La peau doit être propre et sèche avant de poser le support adhésif de



Afin que votre appareillage ait la meilleure tenue possible et pour ne pas irriter votre peau, ne pas utiliser les produits suivants : Alcool, Ether, Eosine, produits à base d'iode ou antiseptiques.



Au fil du temps, la morphologie de votre ventre peut évoluer. Il est donc important que vous puissiez vérifier régulièrement la découpe de votre support adhésif afin qu'elle soit parfaitement adaptée à la taille et à la forme de votre stomie.



Pour que le support assure une bonne étanchéité, assurez-vous qu'il soit bien en contact avec la peau en exerçant une légère pression lors de son application. Commencez par masser le support sur la zone qui entoure la stomie et continuez vers les bords extérieurs. Passez ensuite votre doigt autour de la stomie.



Une question ? Besoin d'aide ?

Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

Notre équipe de conseillers experts, à l'écoute et passionnés est disponible pour vous accompagner au quotidien et vous encourager à mener la vie que vous souhaitez.

Contactez-nous gratuitement du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, par :



téléphone au :

0 800 01 58 68

Service & appel
gratuits



e-mail à :

contact.france@coloplast.com



ou connectez-vous sur :

www.coloplast.fr/stomie

